

Simulador de bovinos em rede

Nº DE PRODUTO: 3804



DESCRIÇÃO:

O simulador de vacas de parto Holsim nestable é um simulador de treino transportável, montado em plano, para o ensino de técnicas de parto em sala de aula. Esta vaca de parto nestable é feita de peças de contraplacado de qualidade superior que se partem e aparafusam para facilitar a montagem e desmontagem.

Os estudantes veterinários têm a oportunidade de experimentar o processo de parto num ambiente controlado com avaliação e feedback claros por parte do tutor. Uma vez que o aluno tenha esta formação inicial, está bem preparado para aproveitar ao máximo o treino dos animais vivos e as experiências subsequentes.

HABILIDADES:

- Praticar a ordenha

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Aplicações de tratamento de mastite
- Cupping

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- A gaiola superior do bovino levanta-se facilmente para montar e desmontar o saco do útero, panturrilha, etc.
- Compatível com uma variedade de módulos adicionais.
- Fabricado com peças de contraplacado de alta qualidade.
- Fácil de montar e desmontar, encaixar e aparafusar.
- Fácil de transportar e mover-se com as suas pegadas na base articulada e na frente.
- Anatomicamente completo e realista em tamanho.

INCLUI:

- 1 Simulador de Bovinos Interconectado
- 1 Conjunto de contraplacado
- 1 Conjunto de peças aparafusadas
- 1 Manual de Instruções

MODULOS ADICIONAIS:

Módulo de ordenha – Ref. 3805

- Concebido para ser utilizado com o Simulador Interconectado Bovino para o ensino de técnicas de ordenha ao gado.

Udder com módulo mastitis – Ref. 3806

- Concebido para ser utilizado com o Simulador Bovino Interconectado para o ensino de técnicas de tratamento de mastite em bovinos.

Módulo de Inseminação Artificial – Ref. 3807

- Concebido para ser utilizado com o Simulador Interconectado Bovino para simular técnicas de Inseminação Artificial em bovinos.

Módulo de Ordenha Industrial – Ref. 3808

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Udder de silicone macio concebido para ser utilizado em conjunto com o Simulador Bovino Interconectado.



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>