

# Simulador de veias grandes

Nº DE PRODUTO: 3466



## DESCRIÇÃO:

Esta veia de duas camadas oferece a oportunidade de treinar ligaduras cirúrgicas, bem como diferentes tipos de anastomose.

Este simulador de duas camadas de veias imita perfeitamente as características do tecido delicado das veias de cães e gatos. É adequado para a prática de incisões, suturas e diferentes técnicas de anastomose em condições realistas. A demarcação visual e textural entre a túnica íntima e a túnica externa proporciona oportunidade para a prática de várias suturas.

## HABILIDADES:

- Incisões
- Suturas
- Técnicas de anastomose

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Reutilizável várias vezes
- Resistentes ao rasgamento e mantêm a sua forma e textura
- Manuseamento prático com o suporte de veias para posicionamento vertical ou horizontal, conforme necessário.
- Comprimento: 24mm
- Diâmetro: 10mm
- Camadas
  
- Túnica interior
- Túnica exterior

## INCLUI:

- 1 Simulador de veias grandes

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>