

# FREDDIE FISTULA

Nº DE PRODUTO: 1453



## DESCRIÇÃO:

O Freddie Fistula Skills Trainer foi desenvolvido para fornecer aos médicos uma ajuda realista para facilitar a instrução, prática e gestão de feridas abdominais abertas com fístulas ativas.

O Freddie Fistula Skills Trainer incorpora uma sensação realista de abdómen macio com uma ferida abdominal aberta mostrando intestinos expostos com “goteiras” em todos os lados, um estoma e também um tubo de drenagem.

## HABILIDADES:

- Aprender múltiplas modalidades de tratamento de feridas para controlar os efluentes da fístula e permitir uma cicatrização óptima da ferida.
- Construir competência e confiança neste desafiante cenário de tratamento de feridas

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

- Cenários de curativos de fístula

## CARACTERÍSTICAS:

- Três fístulas separadas estão presentes na zona da ferida abdominal:
- Fístula estomatizada - fluxo de efluentes fácil de observar
- Fístula Não Estomatizada - Difícil de observar quando o efluente não está a fluir
- Fístula Escondida - A localização não é observada

Qualquer combinação das três fístulas pode permitir o fluxo de efluentes através de pinças de fixação codificadas por cores, permitindo um cenário desafiante ao aplicar um penso.

## INCLUI:

- 1 Freddie habilidades fístula trainer
- uma base com reservatório de fluido
- 1 saco de transporte (opcional)

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>