


TORSO DE EXAME MAMÁRIO PADRÃO

Nº DE PRODUTO: 1140



DESCRIÇÃO:

O novo simulador de exame mamário combina materiais de última geração para criar um aspeto, toque e textura realistas, para além de uma suavidade e durabilidade semelhantes às da vida real. Os seios, os mamilos e a aréola têm características realistas. Os quistos e massas localizados nos seios têm texturas distintas, úteis no reconhecimento de condições normais e anormais encontradas nos seios.

Como tal, o simulador proporciona uma excelente plataforma na qual os formandos podem aprender a efetuar um exame mamário, bem como demonstrar o auto-exame mamário a mulheres que queiram aprender a fazê-lo.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

- Aprender a efetuar o exame mamário de forma competente (ou seja, método de palpação em espiral e para cima e para baixo)
- Sensibilização e auto-exame da mama

CASOS E PATOLOGIAS:

- Nódulo linfático aumentado
- Fibroadenoma
- Massa fibrocística
- Cisto
- Massas de vários tamanhos

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Parte superior do tronco com seios destacáveis
- O peito esquerdo contém quatro massas no tecido mamário e duas massas na região da axila. O tamanho das massas varia entre 14 e 19 mm, e a sua profundidade varia entre 6 e 16 mm abaixo da superfície.
- A mama direita contém um gânglio linfático aumentado, um fibroadenoma, uma massa fibrocística e um quisto cheio de líquido (de 12 a 24 mm)
- Os seios estão ligados a um torso de manequim e podem ser facilmente removidos e montados de novo
- O simulador pode ser utilizado na posição vertical ou reclinada
- Textura e aspeto realistas

LOCALIZAÇÃO DE MASSAS E QUISTOS NA MAMA DIREITA:

- Nódulo linfático aumentado – Diâmetro: 13mm Profundidade: 9mm
- Fibroadenoma – Diâmetro: 12mm Profundidade: 11mm
- Massa fibrocística – Diâmetro: 24mm Profundidade: 8mm
- Quisto – Diâmetro: 19mm Profundidade: 6mm

LOCALIZAÇÃO DE MASSAS E QUISTOS NA MAMA ESQUERDA:

- Massa 1 – Diâmetro: 16mm Profundidade: 13mm
- Massa 2 – Diâmetro: 15mm Profundidade: 6mm

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Massa 3 – Diâmetro: 18mm Profundidade: 6mm
- Massa 4 – Diâmetro: 17mm Profundidade: 16mm
- Tamanho 5 – Diâmetro: 14mm Profundidade: 10mm
- Tamanho 6 – Diâmetro: 19mm Profundidade: 13mm

INCLUI:

- 1 Parte superior do tronco
- 1 Peito direito com 2 massas e 2 quistos cheios de líquido
- 1 mama esquerda com 6 massas de tamanhos variados
- 1 CD com o pacote didático do exame da mama
- 1 Saco de transporte macio
- 1 Manual de instruções

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>