

Estetoscópio de treino para auscultação com Wi-Fi - SimScope®

Nº DE PRODUTO: 1395



DESCRIÇÃO:

O estetoscópio SimScope® permite a auscultação de pacientes e manequins normalizados, colocando sensores marcados por RFID nos pontos anatómicos correspondentes. Pode também ser aplicado em formação com exame clínico objectivo e estruturado (OSCE) ou qualquer outro padrão de exame.

Com o software de auscultação, os instrutores podem escolher qualquer som da biblioteca de som de auscultação cardíaca, permitindo aos formandos praticar activamente a auscultação. A tecnologia sem fios integrada do modelo SimScope® facilita a comunicação com a pastilha de controlo (*opcional), onde os instrutores podem modificar directamente os parâmetros do cenário num instante. Se um estudante inicia uma intervenção que requer uma mudança de condição, ou se a simulação requer uma utilização eficiente do tempo, os parâmetros podem ser alterados instantaneamente graças à conectividade Wi-Fi integrada.

SimScope® - Estetoscópio de treino de Auscultação inclui sete conjuntos de patches de sensor com marcação RFID para colocação em pontos anatómicos correctos num manequim ou num doente normalizado. Cada mancha é rotulada com o seu ponto anatómico

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

correspondente para garantir que os sons são ouvidos a partir do ponto correcto. Assim que o estudante coloca a peça peitoral do estetoscópio na posição correcta, é emitido um som de auscultação pré-seleccionado.

CASOS E PATOLOGIAS:

CORAÇÃO (21 sons):

- Fibrilação atrial
- Regurgitação Aórtica
- Estenose Aórtica Suave
- Insuficiência cardíaca congestiva
- Quarto som cardíaco durante a diástole tardia
- Murmúrio sistólico inocente
- Regurgitação Mitral Suave
- Estenose Mitral
- Som cardíaco normal 75 BPM
- Paradoxal Split S2
- Patente Ductus Arteriosus (PDA)
- Fibrilação Pericardial
- Fisiológico S2 Fissure
- Hipertensão Pulmonar
- Estenose Pulmonar
- Corte sistólico de ejeção
- Tetralogia de Fallot
- Som do terceiro coração
- Regurgitação tricúspide
- Formigamento venoso
- Defeito do septo ventricular 90 BPM

LUNG (14 sons):

- Asma
- Atelectasis
- Respiração brônquica
- Bronchovascular
- COVID-19
- Crackles grosseiros
- Belas crepitações
- Bronquite crónica
- Enfisema
- Rubrica pleural
- Stridor

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Vesicular Normal
- Snorting
- Snorting Rhoncus

INTESTINAL (7 sons):

- Borborigmo I
- Doença de Crohn
- Diarreia
- Intestino Irritável
- Criança normal de 4 anos de idade
- Normal 20 anos de idade
- Normal 60 anos de idade

POPULOS (2 sons):

- Aneurisma da aorta
- Murmúrio médio

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Facilitar a formação individualizada
- Melhorar a interação em grupo através da utilização de manequins com etiquetas RFID (incluídas), que podem ser colocados numa variedade de pacientes ou manequins normalizados
- Pratique em grupos maiores de estagiários prolongando a formação com vários SimScopes® adicionais.
- Utilize SimScope® para ensinar e praticar tanto a nível iniciante como avançado
- Criar cenários personalizados com uma variedade de condições fisiológicas e patológicas

FORMAÇÃO:

- Biblioteca de auscultação completa constituída por 21 sons cardíacos, 14 pulmonares, 7 intestinais e 2 ruídos.
- Inclui som de auscultação pulmonar para o Covid-19
- Permite mudar os sons instantaneamente com a rede autónoma Wi-Fi
- Os utilizadores podem criar bibliotecas personalizadas adaptadas a programas e cenários específicos
- Até 5 estetoscópios de treino de auscultação SimScope® podem ser ligados a um único sistema e operados com um único comprimido de controlo

INCLUI:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 1 Estetoscópio de auscultação SimScope® para treino
- Software SimScope® numa unidade flash
- 7 conjuntos de 15 patches de etiquetas RFID SimScope®.
- Cabo USB
- Manual do utilizador



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>