

Almofada de sutura em porcos

Nº DE PRODUTO: 3366



DESCRIÇÃO:

Esta almofada de sutura multicamadas oferece a oportunidade de treinar o fecho cirúrgico da pele exterior de um porco.

Este bloco de sutura de três camadas é particularmente durável, imitando perfeitamente as características da pele do porco. Uma epiderme particularmente espessa e durável permite a prática de incisões, suturas e técnicas cirúrgicas de atadura realistas. A demarcação visual e textural entre pele e tecido subcutâneo também oferece a oportunidade de praticar a sutura intracutânea.

HABILIDADES:

- Praticar incisões, suturas e técnicas cirúrgicas de atadura em condições realistas.
- A demarcação visual e textural entre pele e tecido subcutâneo também oferece a oportunidade de praticar a sutura inter-cutânea.

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- A superfície da pele, que se assemelha à de um porco, tem uma textura e toque muito realistas.
- A superfície tipo pele fecha-se após a remoção da sutura e permite uma utilização múltipla.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



- O formador tem um suporte que assegura uma fixação segura na mesa com ventosas.
- Resistente ao rasgo
- Mantém a sua forma e textura mesmo após utilização repetida.
- O suporte pode ser utilizado para montar a almofada de injeção na vertical ou na horizontal, conforme necessário.
- Dimensões: 15 x 16 cm
- Espessura: 0,7 cm
- Camadas:
 - Epidermis
 - Dermis
 - Subcutis

INCLUI:

- 1 Almofada de sutura em porcos
- 1 Stand

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>