

Almofada de sutura de órgão oco

Nº DE PRODUTO: 3367



DESCRIÇÃO:

A almofada de sutura de dupla camada oferece a oportunidade de treinar o fecho cirúrgico de órgãos internos ocultos.

A almofada de sutura de órgão de dupla camada é particularmente delicada para tornar o treino de incisões e o fecho cirúrgico de vários órgãos ocultos tão realistas quanto possível. A demarcação visual e textural entre a membrana mucosa e a camada muscular também oferece a oportunidade de praticar a sutura.

HABILIDADES:

- Praticar incisões, suturas e técnicas cirúrgicas de atadura em condições realistas.
- A demarcação visual e textural entre pele e tecido subcutâneo também oferece a oportunidade de praticar a sutura inter-cutânea.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- A superfície da pele tem uma textura e toque realistas.
- A superfície tipo pele fecha-se após a remoção da sutura e permite uma utilização múltipla.
- O formador tem um suporte que assegura uma fixação segura na mesa com ventosas.
- Resistente ao rasgo
- Mantém a sua forma e textura mesmo após utilização repetida.
- O suporte pode ser utilizado para montar a almofada de injeção na vertical ou na horizontal, conforme necessário.
- Dimensões: 15 x 16 cm
- Espessura: 0,3 cm
- Camadas:
 - Mucosa de túnica
 - Tunica muscularis

INCLUI:

- 1 Almofada de sutura de órgão oco
- 1 Stand

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>