


Simulador de RCP para recém-nascidos com métricas e tablet - Newborn PEDI

Nº DE PRODUTO: 1297



DESCRIÇÃO:

O Newborn PEDI® é um simulador de paciente neonatal nascido a termo, concebido para treinar habilidades de RCP neonatal e canulação intravenosa (IV). O pacote inclui o novo tablet de monitorização OMNI® 2, que lhe fornece métricas de qualidade de RCP em tempo real, um treinador interativo de gestão de dificuldades respiratórias e ferramentas de relatório.

HABILIDADES:

- Efetuar compressões com dois dedos.
- Praticar a colocação de uma máscara de válvula de saco na cara.
- Praticar a inserção de um cateter no umbigo.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Colocar um cateter no acesso intravenoso femoral e abrir a porta de drenagem para infusão.
- Praticar a colocação de um acesso intraósseo na tuberosidade da tíbia do recém-nascido Treinador de habilidades de RCP para PEDI.

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Via aérea intubável
- Suporta intubação oral ou nasal utilizando dispositivos e alimentação padrão.
- Feedback eCPR™ em tempo real
- Monitoriza e regista a qualidade da compressão torácica e da ventilação em tempo real.
- Elevação torácica visível
- Expansão pulmonar bilateral realista com ventilação por máscara com válvula de bolsa
- Cateterização umbilical
- A veia umbilical suporta canulação e infusão.
- Acesso intravenoso
- As veias femoral e do braço permitem a aspiração e a infusão.
- Acesso intraósseo
- O osso tibial direito permite o acesso e a infusão.
- Bebê de termo de corpo inteiroConectividade sem fios OMNI® 2 integrada
- OMNI® 2 – Interface sem fios para tablet.
- Vias aéreas realistas com língua, cordas vocais, traqueia e esófago para exercícios de gestão das vias aéreas
- Suporta intubação oral ou nasal e aspiração utilizando dispositivos padrão
- eCPR™ – Métricas de qualidade de RCP em tempo real com relatórios de desempenho:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Profundidade e frequência da compressão
- Frequência de ventilação
- Ventilação excessiva
- Tempo sem fluxo
- Ciclos de RCP

- Órgãos internos realistas e pontos de referência anatómicos para colocação das mãos em RCP
- Expansão pulmonar bilateral realista com ventilação por máscara com válvula de bolsa
- Acesso intravenoso (IV) no braço direito e na parte inferior da perna esquerda para suportar infusões e injeções em bolus
- Pulsos palpáveis: braquial direito, radial, femoral, poplíteo e umbilical (bulbo manual) Prática de cateterização e infusão umbilical
- Simula a reanimação cardiopulmonar neonatal com a técnica dos dois dedos em "círculo" ou com o método alternativo de compressão com dois dedos
- Suporta o acesso intraósseo e a infusão
- Articulação da cabeça, braços e pernas

INCLUI:

- Simulador de RCP para recém-nascidos PEDI® com capacidade OMNI 2 sem fios
- Controlador de tablet sem fios OMNI 2
- Via aérea descartável
- Fonte de alimentação
- Manual de instruções
- Saco de transporte