


# TORSO DE EXAME MAMÁRIO PADRÃO

Nº DE PRODUTO: 1140



## DESCRIÇÃO:

O novo simulador de exame mamário combina materiais de última geração para criar um aspeto, toque e textura realistas, para além de uma suavidade e durabilidade semelhantes às da vida real. Os seios, os mamilos e a aréola têm características realistas. Os quistos e massas localizados nos seios têm texturas distintas, úteis no reconhecimento de condições normais e anormais encontradas nos seios.

Como tal, o simulador proporciona uma excelente plataforma na qual os formandos podem aprender a efetuar um exame mamário, bem como demonstrar o auto-exame mamário a mulheres que queiram aprender a fazê-lo.

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>

## HABILIDADES:

- Aprender a efetuar o exame mamário de forma competente (ou seja, método de palpação em espiral e para cima e para baixo)
- Sensibilização e auto-exame da mama

## CASOS E PATOLOGIAS:

- Nódulo linfático aumentado
- Fibroadenoma
- Massa fibrocística
- Cisto
- Massas de vários tamanhos

## CARACTERÍSTICAS:

### GERAL:

- Parte superior do tronco com seios destacáveis
- O peito esquerdo contém quatro massas no tecido mamário e duas massas na região da axila. O tamanho das massas varia entre 14 e 19 mm, e a sua profundidade varia entre 6 e 16 mm abaixo da superfície.
- A mama direita contém um gânglio linfático aumentado, um fibroadenoma, uma massa fibrocística e um quisto cheio de líquido (de 12 a 24 mm)
- Os seios estão ligados a um torso de manequim e podem ser facilmente removidos e montados de novo
- O simulador pode ser utilizado na posição vertical ou reclinada
- Textura e aspeto realistas

### LOCALIZAÇÃO DE MASSAS E QUISTOS NA MAMA DIREITA:

- Nódulo linfático aumentado &#8211; Diâmetro: 13mm Profundidade: 9mm
- Fibroadenoma &#8211; Diâmetro: 12mm Profundidade: 11mm
- Massa fibrocística &#8211; Diâmetro: 24mm Profundidade: 8mm
- Quisto &#8211; Diâmetro: 19mm Profundidade: 6mm

### LOCALIZAÇÃO DE MASSAS E QUISTOS NA MAMA ESQUERDA:

- Massa 1 &#8211; Diâmetro: 16mm Profundidade: 13mm
- Massa 2 &#8211; Diâmetro: 15mm Profundidade: 6mm

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- Massa 3 &#8211; Diâmetro: 18mm Profundidade: 6mm
- Massa 4 &#8211; Diâmetro: 17mm Profundidade: 16mm
- Tamanho 5 &#8211; Diâmetro: 14mm Profundidade: 10mm
- Tamanho 6 &#8211; Diâmetro: 19mm Profundidade: 13mm

## INCLUI:

- 1 Parte superior do tronco
- 1 Peito direito com 2 massas e 2 quistos cheios de líquido
- 1 mama esquerda com 6 massas de tamanhos variados
- 1 CD com o pacote didático do exame da mama
- 1 Saco de transporte macio
- 1 Manual de instruções

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
Espanha

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+351) 21 123 85 18  
<https://morethansimulators.com>