

Episiotomia e sutura perineal treinador

Nº DE PRODUTO: 1153



DESCRIÇÃO:

Formação simulada de assistência ao parto para melhorar as competências clínicas: A formação em episiotomia e sutura permite a prática nos cuidados profissionais e na sutura de feridas vaginais de parto.

Recomenda-se que o pessoal médico (parteiras e médicos) receba formação contínua no diagnóstico e gestão de lesões congénitas.

A fim de reproduzir realisticamente estas lesões congénitas, o simulador permite apalpar e suturar as seguintes estruturas musculares na zona perineal:

- M. sphincter ani externalus (músculo externo do esfíncter anal).
- M. transversus perinei superficialis (músculo transversal superficial do períneo)
- M. bulbospongiosus (músculo bulbospongioso)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

Este formador permite a demonstração da gestão de feridas:

- Episiotomia mediana
- Episiotomia mediolateral
- Episiotomia lateral
- Lacerações vaginais
- Lacerações labiais
- Sutura perineal

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- As camadas musculares e cutâneas podem ser suturadas separadamente.
- Material resistente a cortes múltiplos, repetição.
- Tecidos realistas ao toque.
- Fácil tratamento e limpeza.
- Formador compacto.
- O suporte ajustável dos tecidos simulados é estável.
- Peças destacáveis, pode trabalhar sem o apoio.
- Material à base de silício e sem látex.

INCLUI:

- Episiotomia e Treinador de Sutura Perineal – Parte de Silicone
- Base
- Apoio

MODULOS ADICIONAIS:

MÓDULO OPCIONAL:

- Recarga de almofadas de episiotomia (5pcs) – Ref. 3713

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>