

Bebé de termo para formação em cuidados especiais - Mulher

Nº DE PRODUTO: 4386



DESCRIÇÃO:

O bebé a termo para formação em cuidados especiais, tamanho neonatal, permite ao pessoal médico dos complexos de cuidados de saúde ensinar procedimentos especiais e desenvolver um plano de cuidados para bebés com necessidades especiais. O simulador foi desenvolvido tendo em conta um vasto leque de propostas de formação, incluindo estudantes de enfermagem principiantes.

HABILIDADES:

- Cuidados com a traqueostomia (limpeza e aspiração) – tamanho 3,0 mm neonatal
- Cuidados de gastrostomia (limpeza e aspiração) – tamanho 14 FR
- Cuidados nasogástricos (inserção, limpeza, cateterização e aspiração) – tamanho 8 FR ou inferior

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Cateterização uretral (inserção, colocação e cuidados) – tamanho 8 FR
- Estoma de colostomia (cuidados básicos)

CARACTERÍSTICAS:

- Peso: 2,5 kg
- Sexo: Feminino
- Permite a realização de procedimentos médicos vitais.
- Perfeito para ensinar procedimentos especiais e desenvolver um plano de cuidados de enfermagem para bebés com necessidades especiais.
- Os dispositivos médicos que podem ser utilizados são:
 - Tubo de traqueostomia
 - Cateter de sucção
 - Sonda de gastrostomia
 - Sonda nasogástrica
 - Sonda uretral
- Outros cuidados gerais que podem ser prestados incluem
 - Banho
 - Mudança de fraldas
 - Várias mudanças de pensos

INCLUI:

- 1 Simulador de recém-nascido a termo para formação em cuidados especiais – Feminino
- Saco de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>