


Fato de obesidade adulto - Tronco superior

Nº DE PRODUTO: 3857



DESCRIÇÃO:

Exponha os seus alunos às complexidades físicas e emocionais únicas de cuidar de pacientes bariátricos. Usando o fato de obesidade adulta, os estudantes podem desenvolver apreço e empatia pelos desafios que os pacientes bariátricos enfrentam ao tentarem realizar actividades básicas da vida diária.

Com a nova perspectiva adquirida, o profissional estará mais consciente das necessidades especiais das pessoas com excesso de peso ao cuidar delas e ao adaptar o seu tratamento.

O fato de obesidade adapta-se a manequins adultos de fornecedores líderes, bem como a pacientes, estudantes e instrutores estandardizados.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Diagnóstico de doenças cutâneas cutâneas cutâneas em pacientes bariátricos
- Limpeza e higiene das infecções fúngicas nas dobras cutâneas
- Cateterização da bexiga em doentes obesos
- Auscultação cardíaca e pulmonar em doentes obesos
- Injecção bilateral de deltóides
- Injecção abdominal subcutânea

CARACTERISTICAS:

GERAL:

- O peso é fácil e rapidamente ajustável.
- Dobras cutâneas profundas para uma avaliação profunda da pele do paciente bariátrico. Pode colocar comprimidos simulados, leveduras ou fungos, etc., para os estudantes descobrirem.
- Proporciona desafios realistas associados à cateterização de clientes bariátricos.
- Prática e avaliação do tamanho adequado da manga de pressão arterial necessária.
- Auscultação realista. Dificuldade em ouvir os sons do coração e do peito.
- Pontos injectáveis

- Bilateral no deltóide
- Abdominal
- Injecções subcutâneas

- Pele realista e lavável

- Tomar precauções para cuidar do enchimento de fibra

INCLUI:

- 1 fato de obesidade adulto – Tronco superior
- 1 Saco de armazenamento

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>