

Simulador ultra-realista de rapariga/rapaz de 8 anos - LifeCast

Nº DE PRODUTO: 3604



DESCRIÇÃO:

Simulador ultra-realista de rapariga/rapaz de 8 anos, com detalhes realistas, tais como veias e estruturas subjacentes, cabelo e uma via aérea anatomicamente precisa para o treino correcto dos procedimentos utilizados para ALS - Advanced Life Support (via aérea nasal e oral). Criado para reflectir os desafios colocados pelas crianças desta idade, e os procedimentos associados às emergências.

Criado com um peso controlável e uma altura média de adulto. Não requerem energia eléctrica para funcionar e são, portanto, ideais para sessões de simulação no local; trazendo um novo nível de realismo à formação médica, ajudam a criar apego emocional e compromisso com a formação baseada na prática clínica.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Gestão realista das vias aéreas
- Entubação oral e nasal
- Ressuscitação cardiopulmonar (RCP)
- Descompressão de agulhas no 2º e 5º espaço intercostal
- Advanced Life Support (ALS)

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Representação de uma menina de 8 anos
- Medidas: 132 cm e 24kg
- Pode ser configurado numa variedade de etnicidades
- Criado a partir de pessoas reais, através dos processos de fundição de vida e digitalização 3D
- Detalhamento cuidadoso para assegurar a imersão
- Mobilidade para manuseamento
- Não são necessárias ligações eléctricas

INCLUI:

- Simulador ultra-realista de rapariga de 8 anos
- Manual de Instruções
- Saco de transporte

MODULOS ADICIONAIS:

- Infusão intra-óssea bilateral na tibia e cabeça umeral (Ref. 3608)
- Capacidade de imersão
- Monitor do Paciente (Ref. 1010)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>