

Simulador de RCP com luz indicadora - Bebés

Nº DE PRODUTO: 2969



DESCRIÇÃO:

A colecção PRESTAN profissional combina quatro (4) manequins infantis profissionais numa só colecção. O bebé em tamanho real permite o treino em técnicas correctas de RCP. A ventilação e a compressão podem ser praticadas como um verdadeiro bebé.

Em total conformidade com as actuais directrizes da indústria, incluindo a mais recente Directiva de Feedback Integrado da AHA.

Disponível apenas em tons de pele médios ou escuros e RCP.

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Os contornos corporais esculpidos e a sensação de pele realista ajudam a preparar os estudantes para os salvamentos da vida real.
- Uma cabeça que simula a forma como a cabeça de um bebé real se moveria.
- A inclinação da face/cabeça melhora a experiência de aprendizagem da RCP e ensina os alunos a abrir as vias respiratórias durante a RCP.
- Cumpre as últimas directrizes da AHA, ARC e ERC.

DESEMPENHO:

- Se a ventilação for efectuada correctamente, o tórax irá subir.
- A profundidade de compressão correcta é indicada por um som de clique, a taxa de compressão correcta é monitorizada por uma luz

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



indicadora incorporada.

- As vias respiratórias são concebidas como artigos descartáveis, o que evita a necessidade de desinfeção.
- No caso da educação em grupo, um escudo facial individual adicional pode ser equipado com lter para proteger os alunos da infecção.

INCLUI:

- 4 Manequim de RCP para bebés
- 40 escudos faciais
- 4 sacos de transporte
- 1 Instruções de utilização

MODULOS ADICIONAIS:

CPR MONITOR (opcional):

- Os manequins podem ser equipados com um monitor revolucionário da taxa de RCP que fornece feedback instantâneo tanto ao instrutor como ao aluno sobre a taxa de compressões torácicas.
- O feedback visual do monitor de taxa de RCP dá aos alunos uma sensação realista de realizar 100 compressões por minuto.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>