

Simulador de paciente para urgencias y emergencias

- Elisa

Nº DE PRODUCTO: 4372



DESCRIÇÃO:

ELISA cuenta con una ingeniería detallada y está diseñado para la formación en soporte vital avanzado y emergencias. Elisa ayuda a potenciar la competencia clínica a través de la formación inmersiva para profesionales sanitarios.

Inmersión total en las sesiones de aprendizaje, práctica en destreza mejorada para habilidades de emergencia, profundización de la comprensión y mejora en la toma rápida de decisiones.

Software intuitivo que permite tanto al profesorado como a los estudiantes asimilar rápidamente la interfaz y aprovechar al máximo el potencial del simulador. Cree sus propios escenarios utilizando nuestro intuitivo software o elija entre muchos otros, cuidadosamente creados por nuestros propios especialistas en simulación.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

HABILIDADES:

- Monitorización y cuidado de pacientes en áreas críticas.
- Monitorización de ECG con dispositivos clínicos
- Cianosis
- Gestión de vía aérea normal, difícil y quirúrgica
- Soporte de Vida Avanzado
- Gestión de casos de trauma: drenaje torácico, neumotórax, ventilación mecánica, etc.
- Aplicación de ventilación mecánica con equipos clínicos reales
- Accesos venosos IM, IV e IO
- Auscultación pulmonar, cardíaca y abdominal

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Sin cables ni conexiones: hasta 8 horas de batería
- Articulación completa de cuello, hombros, codos, manos, caderas, rodillas y tobillos
- IV brazo con venopunción
- IM en la parte superior de la pierna (bilateral),
- IO en cabeza humeral y tibia (bilateral)
- Detalles como cartílago cricoides, costillas, clavículas, pelvis, tibias
- Piel realista, fácil de limpiar
- Funciona con dispositivos médicos reales, como desfibriladores y monitores de ECG
- El diseño didáctico único, sirve como herramienta eficaz para aumentar la competencia clínica y ayudan a mejorar los resultados en el mundo real
- Realista, robusto, fiable y fácil de usar
- Huesos y puntos de referencia anatómicos palpables
- Pupilas y posición de los párpados ajustables

CARDIOVASCULAR:

- Pulsos radial, carotídeo y femoral
- Ritmos cardíacos variables
- Monitorización de ECG con dispositivos reales
- Cianosis central

VÍAS RESPIRATORIAS Y RESPIRACIÓN:

- Vías respiratorias realistas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Respiración espontánea visible
- Resistencia y distensibilidad variables
- Ventilación mecánica (volumen corriente máximo 700 ml)

URGENCIAS:

- Cricotiroidotomía
- Inserción de tubo torácico (bilateral)
- Descompresión con aguja de neumotórax a tensión (bilateral)
- Administración de oxígeno (cánula nasal, mascarillas, dispositivo CPAP)

AUSCULTACIÓN Y SONIDOS:

- Ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales
- Auscultación anterior y posterior
- Altavoz y micrófono en la cabeza del paciente
- Habla y sonidos pregrabados

SOPORTE VITAL AVANZADO:

- Retroalimentación de la RCP: profundidad, frecuencia, ventilación
- Desfibrilación, cardioversión, marcapasos
- Intubación orotraqueal, nasotraqueal y esofágica
- Acceso VI, IO, IM y medicación

SOFTWARE:

- Fácil de usar
- Interfaz gráfica de usuario para el instructor
- Informe
- Editor de ECG
- Constructor de escenarios
- Monitor de paciente con botones añadidos para la lectura de ECG
- DEA virtual
- Administración virtual de fármacos
- Datos del paciente: análisis de laboratorio, radiografías, ecografías e historial clínico

INCLUI:

- Simulador de alta fidelidad ELISA
- Tablet PC de control / Ordenador de control (elegir una de las dos opciones)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Set de accesorios
- Caja de transporte



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>