

Simulador ultra-realista da síndrome de Down - Gwen

Nº DE PRODUTO: 3865



DESCRIÇÃO:

Simulador ultra-realista para crianças com Síndrome de Down, com detalhes realistas, tais como veias e estruturas subjacentes, cabelo e uma via aérea anatomicamente precisa para uma correcta formação processual. Criado para reflectir os desafios e cuidados necessários para crianças com esta condição, e os procedimentos associados a emergências.

Criado com um peso controlável e uma altura média para crianças da sua idade, moldado a partir de uma rapariga real.

Não necessitam de electricidade para funcionar, tornando-as ideais para sessões de simulação no local; trazendo um novo nível de realismo à formação médica, ajudam a criar apego emocional e compromisso com a formação baseada na prática clínica.

HABILIDADES:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>

- Gestão realista das vias aéreas
- Entubação oral e nasal
- Ressuscitação cardiopulmonar (RCP)
- Descompressão de agulhas no 2º e 5º espaço intercostal
- Suporte Avançado de Vida (ALS)
- Entubação difícil (menos abertura da boca)
- Acesso intra-ósseo

CARACTERÍSTICAS:

GERAL:

- Representação de uma rapariga com Síndrome de Down entre os 6 e 9 anos de idade.
- Medidas: 120 cm e 24kg
- Baixa estatura
- Pode ser configurado em várias etnicidades
- Olhos em forma de amêndoa
- Mãos e pés mais pequenos
- Vinco palmar transversal único
- Dedos jogados
- Tónus muscular baixo
- Criado a partir de pessoas reais, utilizando processos de fundição de vida e digitalização 3D
- Detalhamento cuidadoso para assegurar a imersão
- Mobilidade para manuseamento
- Não há necessidade de ligações eléctricas
- Os pêlos do corpo e o cabelo podem ser personalizados.

INCLUI:

- Simulador ultra-realista de raparigas de 7 anos de idade
- Manual de Instruções
- Saco de transporte

MODULOS ADICIONAIS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Infusão Bilateral Intra-óssea Tibial (Ref. 3608)
- Capacidade de imersão
- Monitor do paciente (Ref. 1010)



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
Espanha

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+351) 21 123 85 18
<https://morethansimulators.com>