

FORMACIÓN EN INYECCIONES PEDIÁTRICAS 1 AÑO

Nº DE PRODUCTO: 1168



DESCRIPCION:

El brazo y la mano de entrenamiento de inyección simulan los de un niño de un año, con una estructura venosa realista. El dorso de la mano tiene dos venas para configuración y entrenamiento intravenoso adicional. También presenta las arterias radial y braquial de un paciente recién nacido.

HABILIDADES:

- Ejercicios de entrenamiento IV
- Ejercicios de venopunción
- Ejercicios de extracción de sangre
- Ejercicios de infusión
- Terapia venosa
- Técnica del torniquete

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Detección de colapsos o abombamientos vasculares
- Comunicación profesional-paciente

CARACTERÍSTICAS:

VERSATILIDAD

- Inyecciones intravenosas
- Ejercicios de infusión
- Ejercicios de extracción de sangre
- Bulbo de compresión que simula venas colapsadas o distendidas

ANATOMÍA

- Estructura venosa medial
- Arterias radial y braquial
- El dorso de la mano tiene dos venas para una configuración intravenosa adicional

FÁCIL DE USAR:

- Piel y venas fácilmente reemplazables que soportan múltiples pinchazos de aguja.
- Compacto, lo que mejora la portabilidad de la unidad.

INCLUYE:

- 1 brazo de entrenamiento pediátrico IV
- 1 Bomba manual de presión
- 1 Base Lucite ahumada con soporte para la bolsa de sangre
- 1 piel de repuesto de la piel
- 1 bolsa de dispensación
- 1 concentrado de sangre sintética
- 1 bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>