

# AirSim Child Combo X

Nº DE PRODUCTO: 1106



## DESCRIPCION:

TruCorp AirSim Child Combo X incluye la vía respiratoria AirSim® de construcción única, mejorada con puntos de referencia cricoides, cartílago laríngeo y anillos traqueales palpables. Este maniquí de intubación pediátrica es ideal para la formación en cricotiroidotomía con aguja y quirúrgica, traqueotomía percutánea y laringoscopia directa y por video. Incluye vía aérea AirSim X con una garantía de cinco años.

## HABILIDADES:

- Double nasotracheal intubation
- Needle and surgical cricothyroidotomy
- Percutaneous tracheostomy
- Oral and nasal intubation

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Laryngeal mask airway and supraglottic device insertion
- Combi tube insertion
- Fiber optic intubation and video laryngoscopy
- Bag and Mask ventilation techniques

## CARACTERÍSTICAS:

- AirSim X airway is certified to practice 20,000+ intubation cycles without fail and is supported by a 5-year airway guarantee
- Realistic larynx which features palpable cricoid landmarks, laryngeal cartilages and tracheal rings to provide positive user feedback and easy identification of the sternal notch

Cost-effective consumables which are quick and easy to interchange, perfect for a busy teaching environment

- Inflatable tongue bulb to create tongue edema providing a variance during training
- User feedback through the visualization of stomach inflation and lung expansion
- Optional subcutaneous fat tissue with blood can be added to demonstrate a more difficult tracheostomy or cricothyroidotomy procedure
- Missing front tooth to illustrate realistic dentals of a 6-year old
- Can be upgraded to an AirSim Child Combo Bronchi X for bronchoscopy training techniques
- Modular design allowing for all parts to be changed within your organization (if required) • Delivered ready to use in a durable carry case for easy transportation and safe storage

## INCLUYE:

- 1 AirSimchildCombo X (ensamblado y listo para usar)
- 1 Trucorp Carry Case
- 1 USB PEN Drive que contiene manual del usuario del producto
- 1 botella de lubricación de trucorp (100 ml)
- 5 inserciones de laringe (1 suministradas en manikin & & 4 repuesto)
- 1 piel de cuello envolvente (suministrado en maniquí)

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>