

# AirSim Combo Bronchi X

Nº DE PRODUCTO: 1109



## DESCRIPCION:

TruCorp AirSim Combo Bronchi X incluye la vía respiratoria AirSim® X de construcción única, con una garantía de cinco años y mejorada con puntos de referencia cricoides, cartílago laríngeo y anillos traqueales palpables. Perfecto para la práctica de intubación, ventilación, traqueotomía percutánea, cricotiroidotomía con aguja y quirúrgica, y técnicas de broncoscopia diagnóstica, incluyendo succión y aislamiento pulmonar. Las piezas de repuesto son fácilmente intercambiables para una formación eficiente.

## HABILIDADES:

- Cricotiroidotomía con aguja y quirúrgica
- Traqueostomía percutánea
- Broncoscopia diagnóstica
- Técnicas de aspiración pulmonar

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Tuel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Técnicas de aislamiento pulmonar mediante tubos endobronquiales izquierdo y derecho y bloqueadores bronquiales
- Intubación nasotraqueal doble
- Técnicas de ventilación con máscara bolsa-válvula (BVM)
- Inserción completa de dispositivos supraglóticos
- Laringoscopia directa y por vídeo, incluida la maniobra de Sellick
- Exploración de fibra óptica despierto
- Inserción de tubos endotraqueales
- Inserción de tubos combinados
- Técnicas de inserción de sondas nasogástricas

## CARACTERÍSTICAS:

- La vía aérea AirSim X está certificada para practicar más de 20.000 ciclos de intubación sin fallos y está respaldada por una garantía de 5 años para la vía aérea.
- Laringe realista con puntos de referencia cricoideos palpables, cartílagos laríngeos y anillos traqueales para proporcionar una respuesta positiva al usuario y una fácil identificación de la escotadura esternal.
- Bronquios con características anatómicas internas correctas hasta la cuarta generación.
- Consumibles económicos, rápidos y fáciles de intercambiar, perfectos para un entorno de enseñanza ajetreado
- Bulbo lingual inflable para crear un edema lingual que proporciona una varianza durante el entrenamiento
- Retroalimentación del usuario mediante la visualización del inflado del estómago y la expansión pulmonar
- Se puede añadir tejido graso subcutáneo opcional con sangre para demostrar un procedimiento de traqueotomía o cricotiroidotomía más difícil.
- Dos opciones de vía aérea difícil disponibles (si es necesario)
- Diseño modular que permite cambiar todas las piezas dentro de su organización (si es necesario)
- Se entrega listo para su uso en un maletín resistente que facilita su transporte y almacenamiento seguro

## INCLUYE:

- 1 Combo de AirSim Bronchi X (ensamblado y listo para usar)
- 1 Trucorp Carry Case
- 1 USB PEN Drive que contiene manual del usuario del producto
- 1 botella de lubricación de trucorp (100 ml)
- 5 inserciones de laringe (1 suministradas en maniquí y 4 repuesto)
- 1 piel de cuello envolvente (suministrado en Manikin)

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>