

Simulador de pericardiocentesis

Nº DE PRODUCTO: 2296



DESCRIPCION:

El simulador de pericardiocentesis está diseñado específicamente para enseñar las habilidades necesarias para realizar correctamente este difícil procedimiento, así como el mantenimiento continuo del tubo torácico y la gestión de los traumatismos torácicos prehospitalarios.

HABILIDADES:

- Colocación y mantenimiento quirúrgico de tubos torácicos
- Formación en el procedimiento de pericardiocentesis
- Tratamiento completo de traumatismos prehospitalarios
- Descompresión con aguja de neumotórax presurizado

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- El simulador cuenta con un sitio de neumotórax a tensión presurizado y un sitio para la colocación quirúrgica de un tubo torácico funcional.
- El instructor puede controlar el color, el volumen y la viscosidad del fluido.
- El maniquí puede utilizarse con cualquier unidad de drenaje con sello de agua cerrado disponible en el mercado.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- La pericardiocentesis puede realizarse en el espacio subxifoideo izquierdo y en el quinto espacio intercostal izquierdo.
- La colocación precisa de la aguja permitirá extraer líquido del pericardio simulado.

INCLUYE:

- Simulador de pericardiocentesis
- 1 Pericardio simulado
- 1 Bolsa de reserva de líquido
- 1 Bomba de pie
- Almohadillas quirúrgicas
- Almohadillas quirúrgicas subcutáneas
- Almohadillas para formación de enfermeras
- Almohadillas para neumotórax
- Concentrado de sangre simulada
- 1 Maletín de transporte rígido

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>