

MODELO QUIRÚRGICO DENTAL CANINO

Nº DE PRODUCTO: 2937



DESCRIPCION:

Este modelo canino permite a estudiantes y profesionales veterinarios entrenar sus habilidades quirúrgicas dentales.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Los dientes y el hueso simulados están rodeados de encías de goma blanda, completas con periostio y ligamento periodontal
- Permite la simulación práctica incluyendo bloqueos nerviosos, luxación, elevación y extracción de cualquier diente.
- Permite el entrenamiento de intubación gracias a su vía aérea anatómicamente correcta con lengua, epiglotis, esófago y tráquea.
- El maxilar y la mandíbula se sustituyen fácilmente
- Se incluye una pinza y un brazo para fijar el modelo a una mesa.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

INCLUYE:

- Modelo quirúrgico dental canino
- 3 juegos de mandíbulas reemplazables
- 1 juego de mandíbulas transparentes
- Pinza y brazo
- Maletín de transporte



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>