

Simulador neonato con SmartSkin y OMNI2

Nº DE PRODUCTO: 1238



DESCRIPCION:

PEDI® Blue con OMNI® 2 es un simulador de paciente neonatal a término completo diseñado para ayudar en el entrenamiento de habilidades de enfermería y reanimación neonatal. PEDI® Blue incluye la nueva tablet de control OMNI® 2, que cuenta con feedback de la RCP, soporte de monitoreo de pacientes virtuales y herramientas de debriefing en un paquete asequible.

Este maniquí incluye una vía respiratoria de mayor fidelidad y una articulación de las extremidades al simulador PEDI BLUE Standard.

HABILIDADES:

- Pediatric airway management
- Resuscitation skills (CPR)
- BVM ventilation

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Nasal and oral intubation
- Umbilical catheterization
- Urinary catheterization
- Intraosseous infusion
- Injection and intravenous exercises
- Infusion and bolus injections
- Palpation of pulses

CASOS Y PATOLOGIAS:

- Cianosis periférica y central
- Tono de piel saludable
- Estomas de una colostomía transversal, ileostomía y abordaje suprapúbico

CARACTERISTICAS:

FEATURES:

- Full-body, full-term infant with articulating head, arms, legs
- Virtual patient monitor support
- Realistic airway with tongue, vocal cords, trachea, and esophagus for airway management exercises
- Support oral or nasal intubation plus suctioning using standard devices
- Realistic bilateral lung expansion with bag valve mask ventilation
- Programmable peripheral and central cyanosis as well as healthy skin tone
- Intravenous (IV) access on right arm and lower left leg support infusion and bolus injections
- Right tibia intraosseous access and infusion
- Palpable pulses: right brachial, radial, femoral, popliteal, and umbilical (manual bulb)
- Practice umbilical catheterization and infusion
- Supports urinary catheterization
- Simulate neonatal CPR with either two-thumb "encircling" technique or two finger alternate compression method
- Supports gastrostomy tube placement
- Supports enema placement
- Sculpted stomas of a transverse colostomy, ileostomy, and suprapubic stoma
- Interchangeable male/female genitalia

INCLUYE:

- 1 Simulador de Neonate Pedi Blue
- 1 interfaz inalámbrica OMNI2 (tableta + licencia)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 2 Reemplazos para Tibia IO Access
- 1 adaptador de suministro de energía
- 1 caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>