

Cuello Equino para venopunción e inyección IM

Nº DE PRODUCTO: 2484



DESCRIPCION:

El simulador de venopunción e inyección IM en cuello equino es un entrenador de tareas autónomo moldeado a partir de un caballo real que permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades veterinarias en equinos.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Tubo venoso de látex fácilmente reemplazable que puede soportar múltiples pinchazos
- Sistema mecánico que permite presurizar las venas
- Crin duradera, fácilmente desmontable, lavable y reemplazable
- Cabeza de silicona blanda con orejas flexibles y anatomía bien representada que ilustra los puntos de inyección facial y acepta una brida
- Soporte rodante con altura ajustable, inclinación rostral y rotación de 90 grados

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

VENOPUNCIÓN E INYECCIÓN:

- Venopunción yugular con venas palpables
- El sitio IM puede aceptar inyecciones de fluidos

INCLUYE:

- Simulador de cuello para venopunción equina
- 5 Juegos de venas
- 1 Soporte rodante

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>