


# Fantoma para diagnóstico y biopsia de tiroides PAAF guiado por ecografía

Nº DE PRODUCTO: 4307



## DESCRIPCION:

Fantoma para la practica con ecografía, control del transductor, reconocimiento y diagnostico de tiroides, y la anatomía estructural circundante, permite identificar una variedad de masas presentes en la glándula tiroides, promueve el aprendizaje de cálculo del ecógrafo, entre otras habilidades.

Está diseñado para desarrollar, practicar y mantener las habilidades necesarias para realizar biopsias con aguja fina guiadas por ecografía de la glándula tiroides.

## CARACTERISTICAS:

### ESTRUCTURAS ANATÓMICAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Tuel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Tiroides
- Lesiones focales para biopsia con aguja fina
- Lóbulos izquierdo y derecho de la glándula tiroides
- Istmo
- Bocio multinodular
- Múltiples masas de apariencia ecográfica variable
- Tráquea
- Esófago
- Arterias carótidas
- Venas yugulares internas
- Múltiples masas simples y complejas

## INCLUYE:

- 1 Fantoma para diagnóstico y biopsia de tiroides PAAF guiado por ecografía

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>