

MODELO BOVINO HOLSTEIN PARA SIMULACIÓN DE DISTOCIA

Nº DE PRODUCTO: 2934



DESCRIPCION:

Modelado como un True Type Holstein Friesen canadiense, permite a los estudiantes de veterinaria aprender sobre el proceso de parto bovino y sus complicaciones.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Construcción de epoxi/fibra de vidrio reforzada con acero, con componentes resistentes al agua en toda su superficie para facilitar la limpieza
- Base de plástico reciclado

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Bolsa uterina de vinilo transparente
- Panel perineal suave y duradero
- Cola blanda extraíble
- Ubre funcional con depósito de leche. Tiene la capacidad de simular leche masticada y puede introducirse en cualquier cuadrante
- Réplica de la pelvis
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica y asa para la cabeza
- Dimensiones: 1,57 m en el hombro y 2,8 m de la nariz a la cola. Además, 1m en el punto más ancho.

PROCEDIMIENTO DE PARTO:

- Ternero holstein a juego incluido
- Sistema de soporte de cama de aire inflable para terneros
- Estera de aterrizaje incluida para evitar daños al ternero

MODELO DE TERNERO:

- Esqueleto de acero totalmente articulado, con costillas, vértebras, pelvis y columna vertebral.
- Movimiento realista, piel y cola duraderas y flexibles
- Cráneo con mandíbula, dientes y paladar blando
- Esófago y ano palpables
- Orejas y patas delanteras reforzadas con pezuñas duraderas para encadenar
- Peso: Aprox. 22,5kg

INCLUYE:

- Simulador de bovino Holstein
- Simulador de ternera Holstein
- Bolsa uterina
- Colchoneta
- Bolsa uterina

MODULOS ADICIONALES:

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Panel perineal de parto
- Bolsa uterina
- Cola
- Tetinas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Ternero



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>