

# REALITi Plus Monitor de paciente simulado

Nº DE PRODUCTO: 1885



## DESCRIPCION:

iSimulate REALITi Plus Simulated Patient Monitor es la versión básica del ecosistema REALITi360 y permite a los profesores de medicina reproducir múltiples escenarios, ya sean básicos o complejos.

Es un verdadero centro de simulación móvil alojado en una bolsa que te da la libertad de trabajar en cualquier lugar, ya que te permite entrenar y evaluar directamente en ambulancias, helicópteros, entornos hospitalarios, centros de simulación o laboratorios de entrenamiento.

## CASOS Y PATOLOGIAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



#### PANTALLAS STANDARD:

- Pantalla desfibrilador
- Pantalla de monitoreo
- Pantalla DEA
- Pantalla UCI 1
- Pantalla UCI 2

#### PANTALLAS AVANZADAS:

- Pantalla de monitor de pacientes Corpuls1
- Pantalla de monitor de pacientes Corpuls3
- Pantalla de desfibrilador/DEA Corpuls®
- Pantalla monitor de pacientes CARESCAPE™ B40
- Pantalla monitor de pacientes LIFEPAK® 1000
- Pantalla monitor de pacientes LIFEPAK® 15
- Pantalla monitor de pacientes LIFEPAK® 20
- Pantalla monitor de pacientes Medtronic Capnostream™ 35
- Pantalla monitor de pacientes Philips IntelliVue MX800
- Pantalla monitor de pacientes de emergencia Philips HeartStart MRx
- Pantalla monitor de pacientes de hospital Philips HeartStart MRx
- Pantalla monitor de pacientes Welch Allyn Connex® VSM 6000
- Pantalla monitor de pacientes Zoll® Propaq® MD
- Pantalla monitor de pacientes Zoll® R Series®
- Pantalla monitor de pacientes Zoll® X Series®
- Pantalla monitor de pacientes Schiller DEFIGARD Touch 7
- Pantalla monitor de pacientes Schiller PHYSIOGARD Touch 7

## CARACTERISTICAS:

#### FEATURES:

- Thorough emphasis on detail.
- Same look, sound, and performance as a real patient monitor.
- Separate respirator simulator that can be used separately.
- The respirator works in both portrait and landscape orientation.

#### VERSATILITY:

- The user can add ectopic pregnancies, arrhythmias, and artifacts to any ECG wave.
- Any ECG wave can have premature ventricular contractions (CVP), premature atrial contractions (CAP), and premature junction complexes (CUP).
- Sinus arrhythmia linked to respiratory rate.
- Artifacts and electrical interference.
- Visualization of trends in the wave.

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



#### LAB AND RADIOLOGY DATA-BASE:

Radiological images processed

CT and X-rays

Laboratory results with more than 100 parameters

#### LEARNING MANAGEMENT SYSTEM:

Event log, CPR compressions, vital signs history, score, waves, video and all other data stored in Control.

The video is transferred to Control at the end of a scenario and can be exported with overlapping vital sign parameters.

Exploring students and previous scenarios.

Export of scenario reports in PDF format for sharing.

Export of all data in CSV format for sharing.

## INCLUYE:

- 1 monitor iPad con la aplicación REALITI360 preinstalada
- 1 iPad facilitador con la aplicación REALITI360 preinstalada
- 1 Conjunto de accesorios:
  - Cable ECG (3 derivaciones)
  - Cable ECG (7 derivaciones)
  - cable de ECG troncal (10 derivaciones)
  - Sensor SPO2
  - PNI PNI para adultos
  - Conector DEA / DEFIBRILLATON
  - Electrodo de adultos de ECG desechable
- 1 enrutador wifi
- 1 bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>