

# Brazo de práctica de hemodiálisis

Nº DE PRODUCTO: 1421



## DESCRIPCION:

Esta valiosa ayuda para la formación es fácil de montar y utilizar para demostrar la preparación del brazo del paciente para la hemodiálisis.

Se puede acceder a una fístula establecida y el sistema se puede presurizar con sangre artificial para que se produzca un flashback real al introducir una aguja.

## CARACTERISTICAS:

### GENERAL:

- El Brazo de Práctica para Hemodiálisis presenta el aspecto realista y el rendimiento necesarios para proporcionar una práctica ideal para aprendices o pacientes.
- Esta valiosa ayuda para la formación es fácil de configurar y utilizar para demostrar la preparación del brazo del paciente para hemodiálisis.
- Se puede acceder a una fístula establecida y el sistema se puede presurizar con sangre artificial para que se produzca un flashback real cuando se introduce una aguja.
- La sangre artificial se aproxima a los tonos pálidos habituales en los pacientes de diálisis.
- De fácil mantenimiento, este simulador está diseñado con piel y sistema vascular reemplazables.

## INCLUYE:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



**More Than Simulators™**  
*Excellence. Every patient. Every time.*

- Simulador de brazo de hemodiálisis
- 1 Botella de sangre venosa simulada
- 1 Botella de sangre arterial simulada
- 2 Bolsa de suministro de fluidos
- 1 Maletín de transporte blando
- Manual de instrucciones



**MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

**CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>