

PREMIE BLUE Recién nacido prematuro (SmartSkin)

Nº DE PRODUCTO: 1291



DESCRIPCION:

PREMIE™ Blue representa un **bebé prematuro de 28 semanas** e incluye un brazo de inyección y una pierna intraósea. Los estudiantes pueden intubar el simulador, así como realizar BVM y CPR.

PREMIE™ Blue **cambia de color en función de una condición inicial preseleccionada** y mide la eficacia de la ventilación de las vías respiratorias y la compresión torácica.

HABILIDADES:

- Técnicas de reanimación (RCP)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Ventilación BVM
- Maniobra de Sellick
- Intubación nasal y oral
- Cateterismo umbilical
- Palpación del pulso umbilical
- Ejercicios intraóseos
- Ejercicios intravenosos
- Manejo de cianosis
- Ejercicios de aspiración

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Características físicas de un recién nacido de 28 semanas PREMIE™
- El color responde a eventos e intervenciones hipóxicas (sano, cianosis leve, cianosis grave)
- Cabeza, cuello, mandíbula, brazos y piernas articulados

MANEJO DE LA VÍA AÉREAS:

- Vía aérea realista con lengua, cuerdas vocales, tráquea y esófago para ejercicios de manejo de la vía aérea
- Intubación oral y nasal
- Realización de la Maniobra de Sellick
- Expansión pulmonar bilateral con elevación realista del tórax
- Se adapta a la ventilación asistida

RCP:

- Órganos internos realistas para un rendimiento de RCP sin precedentes
- Ejercicios de entrenamiento de habilidades de BVM y RCP
- Simule la RCP con la técnica de "rodear" con dos pulgares o con el método de presión alternativo con dos dedos

ACCESO VASCULAR:

- Simular la maniobra del "talón" para la toma de muestras de sangre capilar
- Practicar el acceso intraóseo delicado en la tibia
- Practicar técnicas de inyección e intravenosas

CIRCULACIÓN:

- Pulso umbilical utilizando la pera de apriete
- Practicar la colocación de líneas umbilicales
- Ver la cianosis periférica y central, así como el tono de la piel sana

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Utilizar el monitor para seleccionar los índices de mejora y deterioro
- Observar el cambio de color de la piel en respuesta a los esfuerzos del alumno

INCLUYE:

- 1 Manikin prematuro completamente articulado
- 1 Bombilla de compresión
- 5 io tibia huesos con tubería
- 1 kit de llenado
- 1 botella de lubricante
- 1 adaptador de suministro de energía
- 1 caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>