


# TORSO ADULTO PARA LA FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA

Nº DE PRODUCTO: 2748



## DESCRIPCION:

El "Torso Humano Adulto (Versión Transparente)" es un fantasma realista y anatómicamente correcto. Ha sido desarrollado para proporcionar un entrenamiento simulado para múltiples cursos de ecografía.

Este fantoma puede personalizarse con cualquier patología para el aprendizaje de las técnicas de FAST (evaluación enfocada con sonografía para trauma, por sus siglas en inglés), FAMUS (ultrasonido enfocado para medicina aguda, por sus siglas en inglés) y cualquier otro entrenamiento de procedimiento (derrame pericárdico, etc...)

## CARACTERISTICAS:

### CARACTERÍSTICAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Es una réplica de un ser humano adulto normal. Es un fantoma ideal para la formación de técnicos en ecografía y otros estudiantes de medicina.

- El modelo tiene las siguientes estructuras anatómicas

- Corazón
- Pulmones
- Hígado
- Estómago
- Diafragma
- Bazo
- Páncreas
- Riñones
- Vena cava
- Tubo del esófago
- Aorta
- Colon
- Vejiga
- Intestino grueso
- Intestino delgado
- Pélvico
- Caja torácica
- Columna vertebral

#### **GENERAL:**

- Tejidos blandos y órganos: Composición de resina blanda a base de uretano
- Huesos sintéticos: Resina dura de base de uretano
- Tamaño: 85 x 46 x 26 cm (aprox.)
- Peso: 40 Kgs (aprox.).

#### **INCLUYE:**

- 1 Entrenador de torso para adultos compatible con ecoógrafos
- 1 Vídeo de diseño
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Caja

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>