

SIMULADOR DE "CUERPO EN CAJA"

Nº DE PRODUCTO: 2619



DESCRIPCION:

Un modelo de formación de bajo coste, compacto, ligero y rápido de montar y almacenar para la enseñanza y la práctica de la palpación y el acceso a los DAVI (dispositivos de acceso vascular implantados).

HABILIDADES:

- Simular el acceso a los IVADs “volcados”, “errantes” o profundamente colocados.
- Mejorar la coordinación mano-ojo
- Confianza

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Este modelo sanitario anatómico se suministra con un puerto real y permite simular el acceso a las siguientes colocaciones de DAV: normal, basculante, errante y profunda.
- El éxito del acceso se confirma mediante un retorno de sangre simulado, ya que el modelo tiene su propia bolsa de reserva de sangre simulada de 35 cc cuidadosamente colocada en su interior.
- Se puede acceder dentro o fuera del estuche.
- No se requiere ningún paso de preparación ni de almacenamiento para la simulación del paciente.
- Gran modelo para desarrollar la coordinación mano-ojo y ganar confianza que se transfiere fácilmente al acceso al paciente.
- Disponible en tonos de piel claros y oscuros.

ANATÓMICO:

- Los dos insertos redondos, utilizados para simular el puerto errante y basculante, son intercambiables para variar la experiencia.
- El colgajo de tejido que se coloca sobre el puerto tiene dos grosores: el lado de 1/4" se aproximará a la sensación al palpar un puerto a una profundidad media, mientras que el lado de 1/2" se aproximará a la sensación al palpar un puerto profundamente colocado durante la simulación.
- El colgajo de piel está fabricado con el nuevo material Dermalike II™ de VATA Inc. Este material tiene un 63% menos de arrastre de la aguja al acceder, una resistencia al desgarro mejorada para aceptar el doble de pinchazos de la aguja, no tiene una superficie aceitosa/pegajosa y es resistente a las manchas.
- El bloque de tejido blando subyacente de este modelo permite que el puerto flote; al palpar a través del colgajo de piel, para una experiencia verdaderamente realista.

INCLUYE:

- Simulador de cuerpo en caja
- 1 Puerto real
- 1 Depósito de bolsa de sangre
- 1 Estuche rígido
- Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>