

Simulador recién nacido para gestión de vía aérea - PEDI AIRWAY

Nº DE PRODUCTO: 1234



DESCRIPCION:

Un simulador básico de recién nacido que mide la eficacia de la ventilación de las vías respiratorias y la compresión torácica durante la formación de RCP.

HABILIDADES:

- Manejo de la vía aérea pediátrica
- Habilidades de reanimación (RCP)
- Maniobra de Sellick
- Ventilación BVM
- Intubación nasal y oral
- Maniobra Frente-mentón

CARACTERISTICAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Simulador de paciente de cuerpo entero
- Cavidad torácica realista que contiene órganos realistas
- Cabeza, cuello y mandíbula totalmente articulados que permiten la inclinación de la cabeza/elevación del mentón, el empuje de la mandíbula y la extensión del cuello hasta la posición de olfateo
- Boca, lengua, vías respiratorias y esófago anatómicamente precisos, diseñados para ilustrar las profundas diferencias entre la intubación de un bebé, un niño o un adulto
- El cuello blando con cricocartilago permite la clásica maniobra de Sellick
- Elevación realista del tórax durante la ventilación
- Tráquea, bronquios y pulmones realistas Expansión pulmonar bilateral observable bajo ventilación con presión positiva
- Las vías respiratorias se estrechan por debajo de las cuerdas vocales
- Cuerdas vocales realistas con aspecto de ojo de pez
- Diámetro de la vía aérea: 3,8 mm
- El paso nasal permite la colocación de un tubo NP

INCLUYE:

- 1 Simulador de neonato
- 1 Caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MODULOS ADICIONALES:

- Descompresión y drenaje torácicos

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>