



Entrenador de episiotomía lateral

Nº DE PRODUCTO: 2111



DESCRIPCION:

Este entrenador de silicona es de gran ayuda en el entrenamiento de obstetricia y reparación de episiotomías laterales.

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- El modelo tiene múltiples capas de malla para mayor durabilidad y resistencia.
- Puede suturarse varias veces y las suturas pueden retirarse para una nueva ronda de entrenamiento.
- Asegúrese de utilizar una aguja redonda para este modelo. Las agujas cortantes dañarán el modelo.
- Se puede añadir sangre para un efecto adicional.
- Este producto puede lavarse con agua jabonosa tibia y desinfectarse con alcohol isopropílico.
- Dimensiones: 13 x 10 x 9 cm

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Peso: 0.8 kg aprox.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

- **Este simulador debe usarse con agujas romas, el uso de agujas con filo dañará el producto.**
- Guarde el entrenador fuera de la luz solar directa y en un ambiente fresco.
- Si, en el caso más improbable, tuviera que reparar el entrenador, puede hacerlo con un kit de reparación de silicona.
- Este producto puede lavarse con agua tibia jabonosa y desinfectarse con alcohol isopropílico.

INCLUYE:

- 1 entrenador de habilidades de episiotomía

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>