


# CUIDADOS MASCULINOS AVANZADOS - ADV ZACK

Nº DE PRODUCTO: 2910



## DESCRIPCION:

El simulador de cuidado masculino multipropósito ZACK™ es un torso (abdomen y pelvis) de tamaño completo para hombres adultos diseñado para proporcionar a los profesionales de la salud un entrenamiento práctico en las habilidades necesarias para realizar procedimientos de exploración para hombres.

Es útil para demostrar y practicar ejercicios de **sondaje vesical, exámenes de próstata, exámenes testiculares, vasectomía sin bisturí y exámenes de recto / colon** con un alto realismo.

## HABILIDADES:

- Catheterization exercises
- Prostate examination

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Testicular examination
- Vasectomy
- Colonoscopy
- Rectum examination

## CASOS Y PATOLOGÍAS:

### **PATOLOGÍAS DE COLON:**

- Un melanoma
- Dos adenocarcinomas ulcerativos
- Pólipo adenomatoso
- Dos adenocarcinomas sésiles
- Un adenoma polipoide avanzado
- Un pólipo adenomatoso pediculado
- Un pólipo pediculado

### **PATOLOGÍAS DE PRÓSTATA:**

- Masa benigna agrandada
- Dos nódulos discretos
- Gran masa
- Cáncer invasivo maligno

## CARACTERÍSTICAS:

### **GENERAL:**

- Torso inferior masculino adulto con apariencia y sensación realistas
- Tres tonos de piel disponibles
- Los tubos de los conductos deferentes se reemplazan fácilmente y permiten la práctica repetida de procedimientos de vasectomía
- Genitales masculinos con uretra y recto permeables
- Tapa extraíble para un fácil montaje y desmontaje y acceso al hardware interno
- Vejiga urinaria

### **EXAMEN DE PRÓSTATA:**

- Aprenda las habilidades vitales del tacto rectal y la palpación necesarias para distinguir entre la "sensación" de una próstata normal, condiciones benignas y varios grados de neoplasias malignas prostáticas.
- Cuatro insertos de próstata para ayudar a desarrollar las habilidades hápticas necesarias durante los exámenes íntimos

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

#### **DIAGNOSTICA VARIAS PATOLOGÍAS DE PRÓSTATA:**

- El mecanismo de botón interno le permite rotar y colocar cuatro insertos de próstata diferentes.
- Entre ellos: masa benigna agrandada, dos nódulos discretos, una masa grande y cáncer invasivo maligno durante el entrenamiento del tacto rectal.

#### **COLONOSCOPIA:**

- Utilice un endoscopio real para identificar masas benignas y malignas en el recto y el colon; practique la biopsia y la extirpación de pólipos con dispositivos que no sean electrocauterización.

#### **EXAMEN TESTICULAR:**

- Los testículos realistas permiten a los participantes desarrollar las habilidades de palpación necesarias para los procedimientos de exploración íntima.
- Cuatro testículos fácilmente desmontables (dos normales y dos anormales) con masas distintas que se pueden identificar durante la palpación

### **INCLUYE:**

- 1 Simulador masculino de torso inferior
- 1 Escroto intercambiable
- 1 Testículos normales
- Montaje de próstata rotacional
- Testículo canceroso 1
- Testículo canceroso 2
- Kit de llenado y drenaje
- Polvos de talco
- Aceite mineral
- 1 Bolsa de transporte blanda
- 1 Manual de instrucciones

#### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

#### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>