

Simulador para RCP, manejo de vía aérea normal y quirúrgica - HAL

Nº DE PRODUCTO: 1222



DESCRIPCION:

HAL® es un entrenador portátil de habilidades para el manejo de las vías respiratorias y la RCP. HAL está diseñado para ayudar a enseñar el manejo básico y avanzado de las vías respiratorias, así como la reanimación cardiopulmonar. HAL ayuda a los participantes a aprender a reconocer el laringoespasma y a practicar la traqueotomía y cricotirotomía de emergencia.

HAL® está disponible en una configuración de cuerpo entero.

HABILIDADES:

- Manejo de la vía aérea

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Intubación nasal y oral
- Formación en reanimación (RCP)
- Ventilación BVM
- Manejo urgente de la vía aérea (traqueotomía o cricotirotomía)
- Detección del laringoespaso

CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Torso superior masculino de tamaño adulto
- Puntos de referencia anatómicos correctos para la colocación adecuada de la mano de RCP
- Abrir o cerrar los ojos manualmente
- Inclinación de la cabeza, elevación del mentón y empuje de la mandíbula realistas
- Anatomía de las vías respiratorias duradera y realista
- Intubación nasal y oral: ETT, LMA, King LT
- Laringoespasmos
- Admite traqueostomías y cricotirotomías
- Pulso carotídeo palpable
- Elevación torácica visible con ventilación bolsa-válvula-máscara
- Distensión gástrica con intubación esofágica
- La intubación del tronco derecho presenta elevación torácica unilateral
- Retroceso y profundidad realistas de la compresión torácica

INCLUYE:

- 1 Hal habilidades entrenador
- 1 caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>