

HISTEROSCOPY SIMULATOR

Nº DE PRODUCTO: 1197



DESCRIPCION:

Practique procedimientos de histeroscopia adecuados en este entrenador de aptitudes de la parte inferior del torso femenino de tamaño adulto con pared pélvica anterior de sensación realista.

HABILIDADES:

- Speculum placement
- Bimanual examinations
- Hysteroscopic viewing

CASOS Y PATOLOGIAS:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Útero normal
- Poliposis endometrial
- Fibroides
- Carcinoma precoz y avanzado del endometrio
- Torsión de fibromas descamados
- Carcinoma de fondo

CARACTERÍSTICAS:

FEATURES:

Adult-sized female lower torso with removable soft outer skin

Seamless, flexible skin for practice of speculum placement

Seven interchangeable uteri including internal and external representation: healthy normal, endometrial polyposis, fibroids, early and advanced carcinoma of the endometrium, torsion of sloughing fibroids, and carcinoma of the fundus

Simulate bimanual examinations to palpate normal and abnormal uteri

INCLUYE:

- 1 Tamaño de adultos Torso inferior
- 7 uteri intercambiables con patologías internas y externas
- 1 caja de transporte

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>