

Acceso vascular para recién nacidos - ECHOBABY

Nº DE PRODUCTO: 2899



DESCRIPCION:

El brazo de acceso vascular para recién nacidos ECOBABY es un excelente simulador sanitario para la introducción y mejora de las técnicas y habilidades psicomotoras, asociadas al acceso vascular guiado por ecografía con éxito en recién nacidos y prematuros.

El exclusivo material de simulación del paciente es de color carne con la sensación táctil y la resistencia a la punción del tejido humano.

HABILIDADES:

- Posicionamiento del transductor de ecografía
- Entrenamiento en el acceso vascular del recién nacido

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- El contorno curvo del maniquí reproduce de forma realista la forma y la anatomía del brazo de un recién nacido.
- Es similar a los contornos de los pacientes y tiene la ventaja añadida de mostrar la importancia de la posición del transductor, ya que la posición puede afectar a la calidad de la imagen visualizada, lo que no es posible en los fantomas que son planos. Este maniquí se puede visualizar y acceder a él desde la superficie superior, lateral o inferior, en la base o extraído de la caja.
- El maniquí para ecografía es muy duradero, se puede acceder a él 500 veces, es autorreparable y se puede rellenar con la sangre simulada suministrada.

ACCESO VENA:

- El maniquí ECOBABY tiene dos vasos contenidos en el maniquí:
 - Vena pequeña a media profundidad
 - Vena muy pequeña a media profundidad

INCLUYE:

- 1 entrenador de tareas ECOBABY
- 1 Jeringa
- 1 Concentrado de sangre simulada
- 1 Maletín robusto PeliCase

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>