

Simulador bovino para Sondaje nasogástrico e inyección IV e IM

Nº DE PRODUCTO: 4276



DESCRIPCION:

Este simulador bovino para Sondaje nasogástrico e inyección IV e IM es una pieza funcional y versatil para el entrenamiento veterinario. Viene con un soporte rodante ajustable en altura.

HABILIDADES:

- Venopunción yugular
- Inyección intramuscular
- Marcaje de orejas

CARACTERISTICAS:

VENOPUNCIÓN YUGULAR:

- Utilizando puntos de referencia anatómicos, los alumnos aprenderán a secluir y palpar venas
- Soporta múltiples punciones e incluye 5 juegos de venas de repuesto

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Incluye bolsa de sangre a presión
- Cubierta de piel reemplazable para ocultar los puntos de inyección y de extracción de sangre

INYECCIÓN INTRAMUSCULAR:

- Punto de inyección intramuscular:
- La anatomía bien representada ilustra los puntos de referencia de la inyección
- Acepta inyecciones de fluidos y puede soportar múltiples punciones

CABEZA DE SILICONA BLANDA:

- Cabezal desmontable para facilitar el transporte y la sustitución de componentes
- Revestimiento de piel extraíble/lavable. Se puede sustituir cuando se desgasta
- Orejas extraíbles y reemplazables para marcaje

SOPORTE CON RUEDAS:

- Ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados
- El soporte es compatible con otros productos de la misma marca.

INCLUYE:

- Simulador bovino para sondaje nasogastrico y acceso IV
- Soporte con ruedas
- 5 Sets de venas

MODULOS ADICIONALES:

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Venas
- Almohadillas intramusculares
- Cubierta de piel
- Bolsa de sangre presurizada
- Sangre simulada
- Orejas de repuesto (izquierda y derecha)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>