

# Simulador de guacamayo rojo para vendaje

Nº DE PRODUCTO: 3788



## DESCRIPCION:

El modelo de vendaje de guacamayo escarlata es un modelo anatómicamente correcto para practicar técnicas de vendaje para reducir el dolor y estabilizar fracturas. El modelo tiene el peso adecuado para representar a un gran guacamayo rojo macho.

## HABILIDADES:

- Vendaje
- Manejo del animal

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- La cabeza puede girar 360 grados
- Anatómicamente correcto y realista:
  - Húmero
  - Radio
  - Cúbito
  - Metacarpo
  - Falange
  - Plumas primarias
  - Plumas secundarias
  - Plumas terciarias unidas
- La silicona elástica conecta los huesos del ala al cuerpo para reproducir el retroceso instintivo del tendón.
- Las alas son flexibles, permiten girarlas y plegarlas contra el cuerpo de forma natural.
- Peso realista de un guacamayo rojo macho.

## INCLUYE:

- Simulador de guacamayo rojo para vendaje

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>