

ENTRENADOR PARA VACUNACIÓN - INYECCIÓN IM Y SUBCUTÁNEA

Nº DE PRODUCTO: 2514



DESCRIPCION:

Este **entrenador para vacunación permite practicar la inyección (IM) intramuscular**, como se hace habitualmente al vacunar. El modelo se puede utilizar como entrenador de vacunación, pero también como entrenador de inyección IM normal y como entrenador de inyección subcutánea. Disponible en varios todos de piel.

HABILIDADES:

- Inyección intramuscular
- Inyección subcutánea
- Manejo de jeringuillas y agujas

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CARACTERÍSTICAS:

GENERAL:

- Hitos anatómicos realistas
- Dimensiones: 17,5 x 8,5 x 5,0 cm
- Peso: 300 g

CARACTERÍSTICAS:

- El entrenador se puede abrochar y luego simula la parte superior de un brazo humano. Una anatomía del hombro simulada y fácilmente palpable sirve como punto de referencia para la punción.
- La parte trasera del entrenador es a prueba de pinchazos, por lo que no hay peligro para el paciente.
- La inyección se puede realizar con agujas y jeringas normales, es posible la inyección de líquido.
- El modelo se puede desmontar para que el líquido se pueda eliminar fácilmente después del ejercicio.
- Gracias al nuevo material, el brazo se siente realista y los puntos de punción no son visibles, por lo que son posibles muchos cientos de punciones antes de que sea necesario reemplazar el entrenador de vacunación.

INCLUYE:

- 1 Entrenador de vacunación
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>