

SIMULADOR DE PALPACIÓN Y CÓLICO EQUINO

Nº DE PRODUCTO: 2483



DESCRIPCION:

Este simulador, modelado como un caballo *Quarter* estándar, es perfecto para enseñar las técnicas de palpación y exploración a los estudiantes de veterinaria.

También incluye la venopunción equina y el cuello intramuscular equino para ampliar la formación

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Modelado como un caballo *Quarter* estándar
- Construcción de acero reforzado con epoxi/fibra de vidrio con componentes resistentes al agua para facilitar la limpieza
- 1,5 m en el hombro y 2,25 m de la nariz a la cola. El punto más ancho es de 0,6 m

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- Tracto gastrointestinal inflable de látex de 5 secciones. Colon ventral derecho e izquierdo, colon dorsal derecho e izquierdo y ciego. Sección de 3m de intestino delgado con montaje
- Bazo y riñón izquierdo unidos con el ligamento renoesplénico. Aorta palpable capaz de simular un pulso
- Útero blando palpable con cervix, uretra y ligamento ancho
- 3 conjuntos de ovarios intercambiables; anestro, estro y estro con folículos
- Función de abdominocentesis con almohadilla reemplazable; depósito de líquido y línea palpable
- Viene de serie en negro
- Marcas personalizadas disponibles bajo petición
- Cola artificial extraíble
- Panel perineal suave y duradero
- Réplica de pelvis de poliuretano
- Recto de vinilo inflable
- Base de plástico reciclado

ÁREA DE VENOPUNCIÓN E INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DEL CUELLO:

- Venopunción yugular con venas palpables
- Tubo venoso de látex fácilmente reemplazable que puede soportar múltiples punciones; incluye 5 juegos de venas
- El sistema mecánico permite presurizar las venas
- Se alimenta por gravedad, no requiere bomba
- Revestimiento de piel con crin de larga duración, fácilmente extraíble, lavable y reemplazable
- Sitio IM que puede soportar múltiples pinchazos y aceptar inyecciones de fluidos
- Cabeza de silicona suave con orejas flexibles y anatomía bien representada que ilustra los puntos de inyección facial y acepta una brida
- Soporte rodante, ajustable en altura, inclinación rostral y rotación de 90 grados

INCLUYE:

- 1 Simulador equino de tamaño natural
- 3 juegos de ovarios intercambiables
- 1 Útero blando palpable con cuello uterino
- 1 Tracto gastrointestinal inflable
- 1 Bazo y riñón izquierdo
- 1 Soporte rodante
- 1 Pierna desmontable (instalada)
- 1 Manual de instrucciones

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>