

Simulador de lechón de 6 meses para castración e inyección IM - RAUL

Nº DE PRODUCTO: 3318



DESCRIPCION:

RAUL permite entrenar varias habilidades invasivas en la primera semana de vida de un lechón, desde la manipulación hasta la castración quirúrgica.

HABILIDADES:

- Castración porcina
- Inyección intramuscular

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Con sus módulos de formación intercambiables, nuestro RAUL permite la simulación práctica de todos los procedimientos invasivos en la primera semana de vida de un lechón.
- No sólo visualmente, sino también táctilmente, transmite la impresión de un lechón real con su superficie similar a la piel y un peso de 2,5

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

kg.

- Gracias a las articulaciones de cadera y hombro integradas, RAUL puede fijarse en una gran variedad de posiciones y su manejo puede simularse de forma flexible.
- La castración quirúrgica puede realizarse de forma realista en el módulo de castración integrado.
- Tras una incisión quirúrgica a través de la piel exterior, los testículos pueden desplazarse hacia delante, los cordones espermáticos pueden cortarse y la herida puede tratarse.
- Además de la castración, el módulo testicular también permite el entrenamiento controlado del corte de cola.
- Después de un entrenamiento exitoso, el módulo se puede cambiar con un solo movimiento de la mano y RAUL está listo para la siguiente aplicación.
- Dimensiones: 23 x 40 x 10cm
- Peso: 2,5kg

CASTRACIÓN QUIRÚRGICA:

- Con el escroto en forma de piel y los testículos detallados, el módulo de castración simula las gónadas masculinas de un lechón.
- Además de los dos testículos, se reproducen detalladamente el epidídimo y los cordones espermáticos.
- Esta simulación detallada permite entrenar la incisión quirúrgica, la localización, el avance y la separación de los testículos, así como el cuidado posterior de la herida quirúrgica.

INCLUYE:

- 1 simulador de lechón
- 1 Módulo de IM
- 3 Módulo de castración

MODULOS ADICIONALES:

CONSUMIBLES (se venden por separado):

- Módulo de castración
- Modulo de inyección intramuscular

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>