


# SIMULADOR MASCULINO PARA CATETERISMO - AVANZADO

Nº DE PRODUCTO: 1204



## DESCRIPCION:

Este simulador masculino para cateterismo es un torso inferior masculino adulto de tamaño normal, diseñado para ayudar a los participantes a practicar y desarrollar habilidades de cateterización masculina. Cuenta con un pene, escroto y vejiga útiles para practicar y desarrollar las competencias de cateterismo masculino.

## HABILIDADES:

- Aseptic catheterization technique
- Teach male external anatomy
- Ostomy catheterization
- Rectal examination
- Skin preparation and hygiene of stomas
- Application of disposable and permanent ostomy bags

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

## CARACTERÍSTICAS:

### GENERAL:

- Torso inferior masculino con pene realista y abertura uretral
- Depósito vesical interno para ejercicios de cateterismo estándar
- Depósito de vejiga externo montado en soporte Lucite® ahumado para ejercicios de vejiga
- Estoma suprapúbico funcional para la práctica de la preparación de la piel, la higiene del estoma y la aplicación de bolsas de ostomía desechables y permanentes.
- La válvula uretral modular evita la fuga de líquido

## INCLUYE:

- 1 Pelvis inferior con genitales masculinos
- 1 Estoma de silicona
- 1 Bolsa de transporte
- 1 Manual de instrucciones

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>