

Simulador para aspiración naso-orogástrico y traqueostomía

Nº DE PRODUCTO: 4177



DESCRIPCION:

Con este modelo a tamaño natural se pueden practicar técnicas de aspiración nasal y oral. El modelo tiene una abertura traqueal para la inserción del tubo y el entrenamiento de aspiración intrabronquial. El lado izquierdo de la cara se puede quitar para controlar la posición del tubo. El modelo viene con esputo artificial que se puede eliminar de forma realista. Además, el modelo tiene un esófago y permite la colocación de sondas de alimentación gástrica. El modelo también es muy bueno para la enseñanza de la anatomía.

HABILIDADES:

- Aspiración Naso-orogástrico
- Traqueostomía

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Aspiración Intrabronquial
- Sondaje de alimentación gástrica

INCLUYE:

- Simulador para aspiración naso-oro-gástrico y traqueostomía
- Bolsa de transporte.

MODULOS ADICIONALES:

- Módulo de abdomen para alimentación forzada (ref. 4179)
- Esputo simulado (5ud x 100g) (ref. 4178)

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>