

Simulador para biopsia renal con ecografía

Nº DE PRODUCTO: 4306



DESCRIPCION:

Este simulador para biopsia renal con ecografía permite practicar para obtener imágenes de ecografía y habilidades de procedimiento, incluyendo el uso de los controles del sistema de ultrasonido, el posicionamiento y movimiento del transductor, el reconocimiento de la anatomía del riñón y la apariencia de las costillas, la orientación de la ubicación adecuada para la biopsia renal, y la realización de un procedimiento de biopsia renal guiada por ultrasonido.

HABILIDADES:

- Biopsia renal guiada por ecografía
- Exploración renal con ecografía

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Contiene estructuras internas anatómicamente correctas, incluidas costillas, riñón derecho con tejido circundante y anatomía renal.
- El riñón simulado contiene la corteza renal, la médula renal y los cálices mayor y menor. El tejido tiene propiedades autoregenerativas, lo que permite realizar más de 1.000 punciones cuando se utiliza con una aguja de calibre 18-21.
- Se puede practicar para biopsias repetidas con aguja gruesa o aspiraciones con aguja.
- Dimensiones: 71 cm x 46 cm x 43 cm
- Peso: 9 kg

INCLUYE:

- Simulador para biopsia renal guiada por ecografía

MODULOS ADICIONALES:

- Repuesto de riñones
- Repuesto de tejido para punción

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>