

DIAGNOSTIC AND PROCEDURAL EAR TRAINER

Nº DE PRODUCTO: 2155



DESCRIPCION:

Ahora, con este nuevo entrenador, los estudiantes, residentes y médicos en ejercicio pueden **dominar las habilidades necesarias para examinar el oído humano** utilizando señales visuales, **diagnosticar correctamente enfermedades comunes**, **limpiar el canal auditivo**, **eliminar un cuerpo extraño** y realizar una **miringotomía** con inserción de un tubo auditivo.

HABILIDADES:

- Examination of the ear
- Diagnosis of normal and abnormal conditions
- Earwax removal exercises
- Removal of foreign bodies in the ear canal
- Myringotomy

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



CASOS Y PATOLOGIAS:

- Membrana timpánica normal
- Otitis media mucoide
- Otitis media serosa con nivel de aire-fluido
- Otitis media crónica con pequeñas y grandes perforaciones de la membrana timpánica
- Dos vistas de colesteatoma de ático
- Otitis media atelectásica
- Esclerosis timpánica

CARACTERISTICAS:

- The Diagnostic and Procedural Ear Trainer is anatomically correct.
- Life-like right and left ears teach diagnostic and procedural techniques and are removable for easy maintenance and storage.
- For the ultimate in realism, the middle ear can be filled with various fluids.
- The instructor controls the color and consistency of the fluids.
- Another feature that brings this trainer as close to life as possible is the inclusion of nine diagnostic cartridges with full-colour photo prints
- Weight: 5kg

INCLUYE:

- 1 modelo de cabeza con dos orejas
- 1 cera sintética
- 1 cartridge de oreja media estándar con jeringa
- 1 soporte ajustable
- 1 caja de transporte duro

MODULOS ADICIONALES:

- **PNEUMATIC OTOSCOPY KIT (option):**
- This option offers an additional feature for the Diagnostic and Procedural Ear Trainer [Ref.2155]
- While pneumatic otoscopy is indispensable for examination of the ear, studies have shown that most are performed incorrectly!
- Now with the valuable feedback offered by this kit, students, residents, and practicing physicians can learn how to generate the correct amount of air pressure needed to perform accurate pneumatic otoscopy to test for tympanic membrane mobility.
- Kit includes:

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- 1 Pneumatic pressure gauge
- 2 Pneumatic ears with pressure tubing
- 100 Eardrums membranes



MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>