

# Simulador pediátrico 5 años para gestión de vía aérea - PEDI AIRWAY

Nº DE PRODUCTO: 1241



## DESCRIPCION:

El Simulador pediátrico de vía aérea para pacientes de 5 años es un maniquí pediátrico de cuerpo entero diseñado con una cavidad torácica y una vía aérea realistas que permite a los participantes practicar la intubación correcta de pacientes pediátricos. Los participantes pueden utilizar herramientas reales para perfeccionar la técnica y reducir la posibilidad de lesiones en las vías respiratorias.

## HABILIDADES:

- Manejo de la vía aérea pediátrica
- Habilidades de reanimación (RCP)
- Maniobra de Sellick

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Ventilación BVM
- Intubación nasal y oral
- Maniobra Frente-mentón

## CARACTERISTICAS:

- Simulador de paciente de cuerpo entero
- Cavidad torácica realista que contiene órganos realistas
- Cabeza, cuello y mandíbula totalmente articulados que permiten la inclinación de la cabeza/elevación del mentón, el empuje de la mandíbula y la extensión del cuello hasta la posición de olfateo
- Boca, lengua, vías respiratorias y esófago anatómicamente precisos, diseñados para ilustrar las profundas diferencias entre la intubación de un bebé, un niño o un adulto
- El cuello blando con cricocartilago permite la clásica maniobra de Sellick
- Elevación realista del tórax durante la ventilación
- Tráquea, bronquios y pulmones realistas Expansión pulmonar bilateral observable bajo ventilación con presión positiva
- Las vías respiratorias se estrechan por debajo de las cuerdas vocales
- Cuerdas vocales realistas con aspecto de ojo de pez
- Diámetro de la vía aérea: 9 mm
- El paso nasal permite la colocación de un tubo NP

## INCLUYE:

- 1 Simulador de niño de 5 años
- 1 Caja de transporte
- 1 Manual de instrucciones

## MODULOS ADICIONALES:

- Entrenador de sonidos cardíacos y pulmonares específicos
- Descompresión y drenaje torácicos

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>