

Simulador prematuro de 25 semanas para cuidados de enfermería - BABY PATRICK

Nº DE PRODUCTO: 2057



DESCRIPCION:

Simulador prematuro de 25 semanas de gestación de alto realismo para entrenamiento de cuidados de enfermería. Es flexible y fabricado en una sola pieza, sin costuras, para crear un entorno realista.

HABILIDADES:

- Cuidado del bebé prematuro
- Higiene y baño
- Colocación de ropa de bebé

CARACTERISTICAS:

GENERAL:

- Fabricado en silicona suave y de alta calidad.
- Articulaciones flexibles y móviles

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



More Than Simulators™
Excellence. Every patient. Every time.

- Puede utilizarse en ambientes húmedos y realizarle baño con agua.
- Longitud del bebé: 33 cm
- Circunferencia de la cabeza: 20.5 cm
- Peso: 0.6 kg aprox.

INCLUYE:

- 1 Bebe realista prematuro Patrick
- 1 Caja de transporte
- 1 Gorrito de neonato