

# Simulador DE VENOPUNCIÓN PARA ECOGRAFÍA - SONOTRAIN

Nº DE PRODUCTO: 2278



## DESCRIPCION:

Simulador de venopunción para ecografía de tres vasos sanguíneos de 4, 8 y 15 mm de diámetro y caudal regulable.

Los vasos sanguíneos están entre 30 a 40 mm por debajo de la superficie.

## HABILIDADES:

- Mejorar la destreza
- Mejorar la coordinación mano-ojo
- Habilidades de palpación y exploración

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

[sales@morethansimulators.com](mailto:sales@morethansimulators.com)  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Ejercicios de inyección
- Ejercicios de venopunción

## CARACTERÍSTICAS:

- Simulador de ecografía con tres vasos sanguíneos de 4, 8 y 15 mm de diámetro y caudal ajustable.
- Los vasos sanguíneos están entre 30 y 40 mm por debajo de la superficie.
- Posibilidad de punción e inyección, canales de inserción de cierre automático.
- El material de entrenamiento SONOtrain™ simula la sensación de los tejidos blandos reales para realizar palpaciones, inyecciones, muestra una textura realista y ecogenicidad en las imágenes de ecografía.
- Es una excelente herramienta de enseñanza para la formación básica, para mejorar la destreza y la coordinación mano-ojo.
- El ecógrafo se vende por separado
- Dimensiones: 36 x 36 x 12,5 cm

## INCLUYE:

- 1 Simulador SONOtrain
- 1 Manual de instrucciones

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>