


Simulador canino para exploración ginecológica - **BELLA**

Nº DE PRODUCTO: 2976



DESCRIPCION:

El simulador canino para exploración ginecológica Bella permite realizar las prácticas necesarias para afianzar la confianza en el procedimiento de exploración ginecológico en perras.

El simulador, en tamaño natural, representa una hembra de labrador retriever en cuadrupedia.

HABILIDADES:

- Exploración ginecológica canina
- Inseminación artificial

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>

- Examen con espéculo
- Examen endoscópico
- Toma de muestras de sangre
- Ejercicios de entrenamiento intravenoso

CARACTERÍSTICAS:

GENERALES:

- Dimensiones: 85 x 72 x 25 cm
- Peso: aprox. 8 kg
- Bella; permite el entrenamiento en condiciones reales, desde el parto hasta la inseminación endoscópica.
- Con su detallado tracto genital, nuestra Bella; proporciona una simulación realista de la perra.
- En el útero integrado se puede realizar un examen ginecológico mediante espéculo o endoscopio.
- La inseminación artificial se puede entrenar con un catéter de balón o con un cateterismo guiado por endoscopio del cuello del útero.
- El útero presenta una mucosa detallada con pliegues secundarios, el pliegue dorsomediano y un cuello uterino.
- La extracción de sangre en el V. cefálico para la determinación de hormonas en el contexto de una detección de la ovulación puede entrenarse con la almohadilla de extracción de sangre integrada.
- La cubierta trasera desmontable permite la visualización de la posición anatómica del tracto reproductivo y de los riñones en la pelvis.
- En caso necesario, el útero, la vagina cefálica y los órganos internos pueden extraerse y cambiarse fácilmente.

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS:

- Útero
- Pelvis
- Riñones
- V. cefálica

INCLUYE:

- 1 Entrenador de tareas para perros Bella
- 1 Útero para exploración
- 1 Bolsa de sangre

MODULOS ADICIONALES:

MÓDULO PARTO CANINO (se vende por separado Bella; Ref. 2977):

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>



- El set de simulación de parto permite entrenar el parto fisiológico, así como varios casos de distocia en la perra y la simulación de los cuidados de emergencia neonatales de los cachorros.
- Los tres cachorros simulan diferentes malposiciones durante el parto y permiten la aplicación de un gavage.
- Incluye:
 - 3 Cachorros
 - 1 módulo de útero

MÓDULO SACOS AMNIÓTICOS (se vende por separado – Ref. 3330):

- Set de sacos amnióticos permiten una presentación realista de un cachorro en la vagina canina durante el parto.
- Para el uso en nuestro set de simulación de parto.
- Incluye 20 piezas por paquete.

MÓDULO ABDOMEN PALPABLE (se vende por separado – Ref. 4501):

- Set de sacos amnióticos permiten una presentación realista de un cachorro en la vagina canina durante el parto.
- Para el uso en nuestro set de simulación de parto.
- Incluye 20 piezas por paquete.

MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º
44570 Calanda (Teruel)
España

CONTACTO

sales@morethansimulators.com
(+34) 936 06 77 05
<https://morethansimulators.com>