

# Torso para auscultación adulto - SAM 4 PLUS

Nº DE PRODUCTO: 4399



## DESCRIPCION:

El simulador de torso para formación en auscultación aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación. El simulador SAM4 Plus mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando mayor flexibilidad a los docentes. Proporciona versatilidad y adaptabilidad según sus necesidades de auscultación.

## HABILIDADES:

- Técnicas de auscultación

## CASOS Y PATOLOGIAS:

### MORE THAN SIMULATORS S.L.

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### CONTACTO

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>



- Biblioteca de sonidos/ruidos normales y anómalos cardíacos, respiratorios, intestinales y soplos con la máxima calidad de sonido, auténticos grabados en pacientes vivos:

- 37 ruidos cardíacos
- 11 combinaciones cardiopulmonares
- 26 ruidos pulmonares
- 9 ruidos intestinales
- 6 soplos
- 12 vídeos de ecocardiogramas
- 3 sonidos dinámicos

## CARACTERÍSTICAS:

- Control del simulador mediante smartphone o tablet
- Aplicación SAM4, disponible para iOS y Android
- Interfaz intuitiva dinamiza el proceso de aprendizaje
- Control de la frecuencia cardíaca para adaptarse rápidamente a diferentes escenarios
- Permite utilizar estetoscopios clínicos reales
- Conexión bluetooth para sonidos
- Posibilidad de compartir la experiencia formativa con audiencias numerosas mediante la conexión a cornetas
- Incluye una base giratoria de 360 grados que optimiza la demostración de los puntos de auscultación y la posición exacta del simulador
- Ondas de ECG para todos los sonidos cardíacos
- Pulso de carótida palpable
- Disponible en 7 idiomas: alemán, español, francés, inglés, polaco, portugués y ruso
- Luces LED en todos los puntos de auscultación
- Peso: 11 kg

## INCLUYE:

### **MORE THAN SIMULATORS S.L.**

Calle de la Hoya, 4 2º  
44570 Calanda (Teruel)  
España

### **CONTACTO**

sales@morethansimulators.com  
(+34) 936 06 77 05  
<https://morethansimulators.com>

- Torso de auscultación masculino SAM4 portátil
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

